



Suction Connecting Tube with Yankauer

AKD 20903129613


TKDN: 35.57%

SPESIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Selang	Saluran yang mengalirkan cairan yang diisap	PVC
Konektor	Penghubung mesin pengisap dengan selang	PVC
Yankauer	Untuk mengisap cairan, jenis Crown Head with Vent	PP

UKURAN	PCS/CTN	KODE
3 m	50	UNICORN-048

STERILE EO



UNICORN
Suction Connecting Tube with Yankauer

STERILE EO

1 liter 2 liter 3 liter 4 liter

Perhatian:
 1. Pastikan bahwa semua sambungan memiliki seal yang sempurna sebelum digunakan.
 2. Jangan digunakan pada pasien dengan luka atau rusak.
 3. Jangan digunakan pada pasien yang sedang dirawat.

Cara Penggunaan:
 1. Bersihkan dengan cairan antiseptik sebelum dan sesudah setiap operasi.
 2. Pastikan semua bagian dan sambungan.
 3. Pastikan semua bagian dan sambungan.
 4. Pastikan semua bagian dan sambungan.
 5. Pastikan semua bagian dan sambungan.

KEMENKES RI AKD 20903129613

Distribusi oleh:
 PT. Alexia Medika Indonesia
 Tangerang - Banten
 Indonesia

Distribusi oleh:
 PT. Alexia Medika
 Medan - Sumatera Utara
 Indonesia