




ENDOS COPIC

ACCESSORIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT

DISTRIBUTED BY **ALEXA**

DISPOSABLE INJECTION NEEDLE



KEUNGGULAN

- Selang transparan mempermudah pengamatan aliran darah kembali dengan lebih jelas
- Ujung jarum bermata tiga, dengan bentuk berlian sehingga tusukan lebih tajam
- Jarum keluar dan jarum kembali dapat dikontrol dengan putaran


KEGUNAAN PRODUK

Jarum keluar dan jarum kembali dapat dikontrol dengan putaran

SPESIFIKASI

No. model	Diameter Jarum	Panjang Jarum	Diameter selang	Panjang Kerja
HM/106T-23/4-2.4/1800,2300M	23G/0.6	4	2,4	1800, 2300
HM/106T-23/5-2.4/1800,2300M	23G/0.6	5	2,4	1800, 2300
HM/106T-25/4-2.4/1800,2300M	25G/0.5	4	2,4	1800, 2300
HM/106T-25/5-2.4/1800,2300M	25G/0.5	5	2,4	1800, 2300
Ukuran jarum dapat disesuaikan				

DISPOSABLE ELECTROSURGICAL KNIFE



KEUNGGULAN

- Pisau dilapisi lapisan untuk mencegah adhesi secara efektif
- Tonjolan mukosa yang disebabkan oleh injeksi air selama ESD
- Penandaan, sayatan, pembedahan, hemostasis
- Pisau berbentuk T mencegah tergelincir saat memotong dan mengupas, serta dapat mengangkat mukosa dengan benar

KEGUNAAN PRODUK


Produk ini dihubungkan ke epralatan bedah frekuensi tinggi melalui kabel penghubung frekuensi tinggi dan digunakan bersama dengan endoskopi untuk memotong dan memadatkan jaringan di saluran pencernaan

SPESIFIKASI

No. model	Diameter Electrode	Panjang Kerja Elektrode	Kax. Diameter Luar	Komentar
HM704-26165DZ	0,65 mm	2	≤2,65 mm	
HM704-26195DZ	0,65 mm	2	≤2,65 mm	
HM704-26165D1Z	0,65 mm	1,5	≤≤2,65 mm	Dengan Fungsi Injeksi Air
HM704-26195D1Z	0,65 mm	1,5	≤≤2,65 mm	

Model dan spesifikasi dari kabel penyambung adalah HM705, Panjangnya 2,5 meter

DISPOSABLE HEMO CLIP



KEUNGGULAN

- Dilengkapi dengan fungsi kontrol rotasi singkron 2 arah 360°
- Kekuatan penjepitan yang sangat baik, hemostasis yang lebih efektif, dan penutupan yang lebih lama
- Dapat dinuka dan ditutup berulang kali untuk menghindari kesalahan pengoperasian Berbagai ukuran bukaan untuk memenuhi kebutuhan penjepitan jaringan yang berbeda


KEGUNAAN PRODUK

Produk ini dihubungkan ke epralatan bedah frekuensi tinggi melalui kabel penghubung frekuensi tinggi dan digunakan bersama dengan endoskop untuk memotong dan memadatkan jaringan di saluran pencernaan

SPESIFIKASI

No. model	Bukaan clip	Panjang	Saluran penjepit yang berlaku	Tipe
HM/111-8-26-1950S	8	1950	≥2.8 mm	dapat diputar
HM/111-10-26-1950S	10	1950	≥2.8 mm	dapat diputar
HM/111-14-26-1950S	14	1950	≥2.8 mm	dapat diputar
Panjang dapat disesuaikan				

DISPOSABLE POLYPECTOMY SNARE



KEUNGGULAN

- Baja tahan karat medis, tali kawat dengan efek elektifikasi yang baik dan potongan yang merata
- Desain handle berputar 360° untuk memudahkan penangkapan polip
- Tersedia bentuk oval, hexagonal, hexagonal setengah bulan sabit, bentuk pisau bulan sabit


KEGUNAAN PRODUK

Instrumen ini digunakan untuk mengangkat polip atau jaringan berlebihan lainnya di saluran pencernaan menggunakan arus frekuensi tinggi

SPESIFIKASI

No. model	Lebar bukaan (mm)	Diameter	Panjang saat digunakan	Klasifikasi
HM/701-2423DT10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	2.4 mm	2.300 mm	Oval
HM/701-1823DT10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	1.8 mm	2.300 mm	Oval
HM/701-2423DL10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	2.4 mm	2.300 mm	Hexagonal
HM/701-1823DL10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	1.8 mm	2.300 mm	Hexagonal
HM/701-2423DB10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	2.4 mm	2.300 mm	Hexagonal 1/2 bulan sabit
HM/701-1823DB10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	1.8 mm	2.300 mm	Hexagonal 1/2 bulan sabit
HM/701-2423DC10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	2.4 mm	2.300 mm	Pisau bulan sabit
HM/701-1823DC10, 15, 25, 30	10, 15, 25, 30	1.8 mm	2.300 mm	Pisau bulan sabit

DISPOSABLE BIOPSY FORCEPS



KEUNGGULAN

- Struktur quad pole penghubung yang kaku membuat pengambilan sampel jaringan menjadi lebih mudah
- Terdapat beberapa opsi; seperti cangkir oval, cangkir buaya, dengan jarum, tanpa jarum
- Handle yang dapat diputar secara singkron untuk penyesuaian yang mudah
- Cangkir berkapasitas besar untuk pengambilan sampel yang cukup
- Dilapisi dengan lapisan super halus secara efektif untuk mengurangi resiko kerusakan pada lapisan endoskopi
- Pisau masih lengkap dan tajam


KEGUNAAN PRODUK

Penambilan jaringan pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan dalam pengamatan endoskopi

SPESIFIKASI

No. model	Diameter	Panjang (mm)	Saluran endoskopi	Bentuk pisau	Jenis
HM/101-A-23/1600,2300 (S)	2.3 mm	1600, 2.300	2.8	Oval	Tanpa jarum
HM/101-B-23/1600,2300 (S)	2.3 mm	1600, 2.300	2.8	Oval	Dengan jarum
HM/101-C-23/1600,2300 (S)	2.3 mm	1600, 2.300	2.8	Buaya	Tanpa jarum
HM/101-D-23/1600,2300 (S)	2.3 mm	1600, 2.300	2.8	Buaya	Dengan jarum
HM/101-A-18/1200,1600 (S)	1.8 mm	1200, 1600	2.0	Oval	Tanpa jarum
HM/101-B-18/1200,1600 (S)	1.8 mm	1200, 1600	2.0	Oval	Dengan jarum
HM/101-C-18/1200,1600 (S)	1.8 mm	1200, 1600	2.0	Buaya	Tanpa jarum
HM/101-D-18/1200,1600 (S)	1.8 mm	1200, 1600	2.0	Buaya	Dengan jarum

DISPOSABLE HOT BIOPSY



KEUNGGULAN

- Tabung luar super halus dapat mengurangi keausan saluran endoskopi
- Resistensi rendah dan kinerja daya yang baik
- Desain multifungsi untuk memotong polip, biopsi jaringan dan hemostasis
- Rotasi dua arah 360°


KEGUNAAN PRODUK

Digunakan bersamaan dengan endoskopi untuk mengangkat polip gastrointestinal dan pernapasan menggunakan arus frekuensi tinggi

SPESIFIKASI

No. model	Diameter (mm)	Saluran endoskopi	Panjang saat digunakan	Bentuk pisau
HM/701-1818DG	1.8	2.0	1800	oval/alligator cup
HM/701-1823DG	1.8	2.0	2300	oval/alligator cup
HM/701-2418DG	2.4	2.8	1800	oval/alligator cup
HM/701-2423DG	2.4	2.8	2300	oval/alligator cup

DISPOSABLE ELECTROSURGICAL KNIFE



KEUNGGULAN

- Tabung luar lentur membuat nyaman saat digunakan
- Keranjang menggunakan bahan baja anti karat tanpa adanya deformasi saat digunakan berulang kali
- Banyak jenis ukuran dan bentuk, untuk menampung berbagai jenis batu dan benda asing


KEGUNAAN PRODUK

Dalam gastroenterologi, digunakan untuk meraih, memanipulasi dan mengeluarkan batu atau benda asing lainnya melalui endoskopi.

SPESIFIKASI

No. model	Diameter (mm)	Diameter luar (mm)	Panjang saat digunakan	Klasifikasi	Bahan material
HM/118-1820S20-A	20	1.8	2000	Bentuk berlian	Baja tahan karat
HM/118-2420S20-A	20	2.4	2000	Bentuk berlian	Baja tahan karat
HM/118-1807N25-B	25	1.8	700	Spiral	Nitinol
HM/118-2420S25-B	25	2.4	2000	Spiral	Baja tahan karat
HM/118-1807N25-C	25	1.8	700	Bentuk 1/2 lingkaran	Nitinol
HM/118-2420S25-C	25	2.4	2000	Bentuk 1/2 lingkaran	Baja tahan karat
HM/118-1807N12-D	12	1.8	700	Tanpa tip	Nitinol
HM/118-2420N18-D	18	2.4	2000	Tanpa tip	Nitinol

GUIDE WIRES



KEUNGGULAN

- Pola spiral dengan warna ganda bergantian
- Lapisan hidrofilik super halus
- Desain integrasi yang mulus
- Performa anti puntir yang luar biasa


KEGUNAAN PRODUK

Cocok untuk endoskopi. Untuk memandu ke dalam saluran pencernaan atau saluran kemimh, atau memandu ke perangkat medis lainnya.

SPESIFIKASI

No. model	Diameter (mm)	Panjang (mm)	Karakteristik
HM/109-0.032"/1500A	0.81mm/0.032"	1.500	
HM/109-0.032"/1500L		1.500	
HM/109-0.035"/4500A	0.89mm/0.035"	4.500	Kepala lembut, super halus, lurus, bersudut Tabung luar spiral warna ganda
HM/109-0.035"/4500L		4.500	

DISPOSABLE BALLOON DILATATION CATHETER



KEUNGGULAN

- Bahan tahan tekanan tinggi, ekspansi aman dan andalan
- Enam sayap terlipat, mudah melewati lubang biopsi 2.8 mm
- Dengan penanda radiopak, dapat dilihat dengan jelas di bawah X-ray
- Panduan kawat yang dilengkapi: 0.035"


KEGUNAAN PRODUK

Mengobati perluasan stenosis gastrointestinal atau perluasan auksilier

SPESIFIKASI

No. model	Diameter (mm)	Panjang balon (mm)	Panjang kateter (mm)
HM/109-0.032"/1500A	8	40	850, 1800, 2300
HM/109-0.032"/1500L	10	40	850, 1800, 2300
HM/109-0.035"/4500A	12	40	850, 1800, 2300
HM/109-0.035"/4500L	16	40	850, 1800, 2300

DISPOSABLE STONE BASKET



KEUNGGULAN

- Kawat paduan nikel-titanium memori super elastis, pelepasan berulang tanpa deformasi
- Konfigurasi tanpa ujung langsung bersentuhan dengan lapisan mukosa untuk meminimalkan trauma
- Dorongan Pipa eksternal terasa nyaman

KEGUNAAN PRODUK

Dalam gastroenterologi dan urologi, digunakan untuk memegang, manipulasi, dan mengeluarkan batu atau benda asing lainnya melalui endoskopi.

SPESIFIKASI

No. model	Panjang saat digunakan(mm)	Lebar bukaan (mm)	Rentang aplikasi (mm)
HM/115-016065-12	650	12	≥2.0
HM/115-16115-12	1150	12	≥2.0
HM/115-16065-18	650	18	≥2.0
HM/115-16115-18	1150	18	≥2.0

LIGATURE ENDOSCOPIC LOOP



KEUNGGULAN

- Digunakan untuk mengikat ambeien internal
- Ligasi vaskular untuk varises esofagus
- Visi regional yang jelas, meningkatkan kinerja operasional
- Bila dalam keadaan cermin terbalik, letak wasir akan lebih jelas terlihat
- Cincin karet alam dengan kekuatan pengencangan yang lebih baik
- Hisap tekanan negatif, tidak perlu injeksi submukosa
- Pegangan pelepas yang dapat disesuaikan satu arah dan dua arah

KEGUNAAN PRODUK

Untuk unit klinis yang akan digunakan dengan endoskopi untuk ligasi varises esofagus atau untuk ligasi internal.

SPESIFIKASI

No. model	Jumlah loop ligatur	Diameter endoskopi ujung terjauh (mm)	Perhatian
HM/105-4-A	4	9.5-10mm	
HM/105-5-A	5	9.5-10mm	
HM/105-6-A	6	9.5-10mm	
HM/105-7-A	7	9.5-10mm	Sangat cocok untuk endoskopi dengan diameter ujung 9.5 - 10 mm. Setiap produk mencakup tabung penyerapan transparan dengan pengikat dan alat pelepas.

DISPOSABLE ENDOSCOPIC FAR-END CAPS



KEUNGGULAN

- Terapi hemostatik tambahan
- Mendukung celah pada lapisan mukosa membuat pemotongan, pembekuan dan pemisahan lebih mudah
- Endoskopi pembesar
- Kolonoskopi berbantuan tutup ujung hitam yang dikombinasikan dengan MBI secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi deteksi lesi mikroskopik seperti kulit kolon proksimal dan polip.

KEGUNAAN PRODUK

Digunakan bersamaan dengan endoskopi, dipasang di ujung endoskopi untuk mempertahankan bidang pandang endoskopi yang tepat.

SPESIFIKASI

No. model	Jumlah loop ligatur	Diameter endoskopi ujung terjauh (mm)	Perhatian	
HM/112-092-M-T	8.4	4	8.9-9.2	dengan lubang
HM/112-098-M-T	9.4	4	9.8-9.9	
HM/112-108-M-T	10.4	4	10.8-11.0	
HM/112-118-M-T	11.4	4	11.6-12.2	
HM/112-092-N-T	8.4	4	8.9-9.2	tanpa lubang
HM/112-098-N-T	9.4	4	9.8-9.9	
HM/112-108-N-T	10.4	4	10.8-11.0	
HM/112-118-N-T	11.4	4	11.6-12.2	

DISPOSABLE GRASPING FORCEPS (TOOTH SHAPE)

KEGUNAAN PRODUK

Digunakan bersamaan dengan endoskopi, dipasang di ujung endoskopi untuk mempertahankan bidang pandang endoskopi yang tepat.

KARAKTERISTIK

- Terapi hemostatik tambahan
- Mendukung celah pada lapisan mukosa membuat pemotongan, pembekuan dan pemisahan lebih mudah
- Endoskopi pembesar



alligator

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/2300A2	2.3	2300	Untuk enteroskop, saluran endoskopi 2.8 mm



rat tooth alligator

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm



gannet mouth

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/1600A2	2.3	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm

DISPOSABLE GRASPING FORCEPS (CLAW SHAPED)

KEGUNAAN PRODUK

Digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan benda asing dari saluran pencernaan dalam tubuh manusia dengan menggunakan endoskopi sebagai alat kombinasi

KARAKTERISTIK

- Kawat logam memberikan gaya gesekan yang lebih kuat, secara akurat dan kuat menggenggam benda asing
- Elastisitas yang baik dan kekuatan tinggi



3 CABANG LOGAM

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600B1	2.4	1600	untuk gastroskop, saluran endoskop 2.8 mm
HM/108-2.3/2300B1	2.4	2300	untuk enterostroskop, saluran endoskop 2.8 mm
HM/108-1.8/1800B1	1.8	1800	untuk gastroskop, saluran endoskop 2.0 mm



4 CABANG LOGAM

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	Rentang aplikasi
HM/108-2.3/160082	2.4mm	1600 mm	Lubang penutup alumunium minimal 2.8 mm untuk gastroskop, saluran endoskop 2.8 mm
HM/108-2.3/230082	2.4mm	2300 mm	Untuk saluran endoskop enteroskop 2.8 mm
HM/108-1.8/180082	1.8mm	1800 mm	Untuk gastroskop, saluran endoskop 2.0 mm



5 CABANG LOGAM

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600B3	2.4	1600	untuk gastroskop, saluran endoskop minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/2300B3	2.4	2300	untuk enterostroskop, saluran endoskop minimal 2.8 mm

DISPOSABLE GRASPING FORCEPS (SNARE)

KEGUNAAN PRODUK

Digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan benda asing dari saluran pencernaan dalam tubuh manusia dengan menggunakan endoskopi sebagai alat kombinasi

KARAKTERISTIK

- Tali kawat baja medis tahan karat berkekuatan tinggi yang diimport dengan elastisitas yang baik
- Rotasi bolak-balik 360 derajat



Lonjong

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/160001	2.4	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.5 mm
HM/108-2.3/230 OKT	2.4	2300	untuk forentroskop, saluran endoskopi jimm
HM/108-1.8/180OKT	1.8	1800	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.0 mm



Sabit

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/160002	2.4	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/230002	2.4	2300	Untuk enteroskop, saluran endoskopi 2.8 mm



Heksagonal

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi
HM/108-2.3/1600C3	2.4	1600	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-2.3/230003	2.4	2300	untuk enteroskop, saluran endoskopi minimal 2.8 mm
HM/108-1.8/1800C3	1.8	1800	untuk gastroskop, saluran endoskopi minimal 2.0 mm

DISPOSABLE GRASPING FORCEPS (BASKET)

KEGUNAAN PRODUK

Digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan benda asing dari saluran pencernaan dalam tubuh manusia dengan menggunakan endoskopi sebagai alat kombinasi

KARAKTERISTIK

- Saku jaring nilon
- Rotasi dua arah 360° yang singkron
- Kekencangan tinggi, meningkatkan tingkat keberhasilan pengambilan
- Digunakan untuk mengeluarkan objek yang licin, keranjang dapat ditarik ke dalam sarungnya untuk mengencangkan




Tanpa tip

No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	cangkupan aplikasi	diameter saluran endoskopi
HM/108-1.8/1200D1	1.8	1200	kawat paduan nikel-titanium	≥2.0 mm
HM/108-1.8/1600D1	1.8	1600	kawat paduan nikel-titanium	≥2.0 mm



Berlian


No. model	diameter(mm)	panjang(mm)	karakteristik	saluran forsep yang berlaku (mm)
HM/108-2.3/160002	2.4	1600	tali kawat baja tahan karat	≥2.8 mm
HM/108-2.3/230002	2.4	2300	tali kawat baja tahan karat	≥2.8 mm
HM/108-1.8/1800D2	1.8	1800	tali kawat baja tahan karat	≥2.0 mm



Dengan jaring

No. model	diameter	panjang	karakteristik	Diameter saluran endoskopi
HM/108-2.3/1600D3	2.4	1600	kawat paduan titanium nikel	≥2.8 mm
HM/108-2.3/1600D3	2.4	2300	kawat paduan titanium nikel	≥2.8 mm
HM/108-1.8/1600D3	1.8	1800	kawat paduan titanium nikel	≥2.0 mm

DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH



KEUNGGULAN

- Ujung kepala bundar, perlindungan non-invasi
- Penjepit pelindung tabung luar yang halus
- Dengan kekakuan bulu yang sesuai, mudah untuk pengambilan sampel jaringan
- Kepala sikat terintegrasi


KEGUNAAN PRODUK

Untuk penggunaan klinis dalam mengambil sampel jaringan sel

SPESIFIKASI

No. model	Diameter luar(mm)	Diameter kepala sikat	Panjang	Saluran endoskopi
HM/102-12/1200Z	1.0	1.2	1200	≥1.2
HM/102-12/1200Z	1.8	2.0	1050	≥2.0
HM/102-12/1200Z	1.8	5.0	1200	≥2.0
HM/102-12/1200Z	1.8	5.0	1600	≥2.8
HM/102-12/1200Z	1.8	5.0	1800	≥2.8
HM/102-12/1200Z	1.8	5.0	2200	≥2.8

BOUGIE DILATOR SET



KEUNGGULAN

- Terbuat dari bahan makromolekul medis, dengan kekakuan yang tepat
- Mudah melebar dan tidak menimbulkan trauma berat karena bagian anteriornya yang sangat halus
- Kepala dapat dikembangkan ganda, membuat posisi lebih akurat di bawah sinar-x


KEGUNAAN PRODUK

Penyempitan dilatasi saluran pencernaan dan kardia

SPESIFIKASI

No. model	Diameter luar(mm)	Panjang	Perhatian
HM/302	5,7,9,11,13,15	850	Setiap set dilengkapi dengan 6 bougie dan 1 kawat pemandu. Dilengkapi dengan penanda radiopak dan penanda kalibrasi. Dilengkapi juga dengan 1 sikat pembersih.
HM/302	5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15,6,7,18,9,20	850	STERILISASI

DISPOSABLE HEMORRHOID BAND LIGATOR STAPLER



KEUNGGULAN

- Perangkat ligasi yang dilengkapi dengan lampu
- Cincin karet alam, gaya pengencangan lebih baik, diameter dalam pelepasan kecil
- Garis elastisnya kuat, gesekan permukaan yang tinggi, dan ikatan yang lebih erat
- Struktur sederhana, pengoperasian mudah, dan perulangan efektif


KEGUNAAN PRODUK

Cocok untuk perawatan ligasi wasir internal semua stadium, wasir campuran atau polip rektal jinak.

SPESIFIKASI

No. model	Diameter luar(mm)	Diameter kepala sikat	Panjang
HM/602-55A	5	5	With light
HM/603-55	5	5	Without light

HEMORRHOIDAL MULTI-BAND LIGATOR WITH ANOSCOPE



KEUNGGULAN

- Loop sudah terpasang secara proper
- Hemat waktu, tenaga, sederhana dan praktis

KEGUNAAN PRODUK

Dilengkapi dengan anoskop untuk mengikat ambeien internal (hanya untuk dewasa)

SPESIFIKASI

No. model	Jumlah Putaran	Menandai
HM/601-5-B	5	With light
HM/601-4-B	4	Without light

- Desain tali yang dapat disesuaikan meningkatkan kepraktisan dan kenyamanan.




- Desain lekukan sangat pas di mulut, sehingga pasien lebih nyaman

(AKSESORIS) PENAHAN MULUT



- Bahan medis menghindari alergi dan ketidaknyamanan oral



KEGUNAAN PRODUK

Ini digunakan untuk endoskopi melalui mulut untuk mencegah aliran balik cairan tubuh

SPESIFIKASI

No. model	Deskripsi	Paket
HM/801-O-A	Cocok untuk endoskopi merk Olympus, tanpa selang	Paket satuan disterilkan (100 pcs/box 10 box/dus)
HM/801-P-A	Cocok untuk endoskopi merk Pentax, tanpa selang	
HM/801-O-B	Cocok untuk endoskopi merk Olympus, dengan selang	
HM/801-P-B	Cocok untuk endoskopi merk Pentax, dengan selang	Paket satuan disterilkan (50 pcs/box 10 box/dus)

(AKSESORIS) KATUP BIOPSI



KEUNGGULAN

- Bahan TPE lembut
- Sangat cocok untuk endoskopi merk Olympus/Pentax

KEGUNAAN PRODUK

Ini digunakan untuk endoskopi melalui mulut untuk mencegah aliran balik cairan tubuh

SPESIFIKASI

No. model	Deskripsi	Paket
HM/801-O-A	Cocok untuk endoskopi merk Olympus, tanpa selang	Paket satuan disterilkan (100 pcs/box 10 box/dus)
HM/801-P-A	Cocok untuk endoskopi merk Pentax, tanpa selang	
HM/801-O-B	Cocok untuk endoskopi merk Olympus, dengan selang	Paket satuan disterilkan (50 pcs/box 10 box/dus)
HM/801-P-B	Cocok untuk endoskopi merk Pentax, dengan selang	

(AKSESORIS) PERANGKAP POLIP MULTI RUANG



KEUNGGULAN

- Layar jaring halus memungkinkan menangkap polip kecil
- Multi ruang memungkinkan untuk berapa sampel
- Tanda rongga terlihat jelas
- Ferivikasi Visual dari polip yang telah dikumpul
- Terbungkus dengan sempurna mencegah polusi

KEGUNAAN PRODUK

Memudahkan dalam mengumpulkan polip dan meningkatkan pengumpulan spesimen kolonoskopi

SPESIFIKASI


No. model	Deskripsi	Paket
HM/802-1	5 ruang wadah terpisah	Paket satuan disterilkan (10 pcs/box 10 box/dus)
HM/802-2	4 ruang wadah terpisah	

- Kepala bundar untuk mencegah goresan pada saluran

Sikat berkepala dua untuk menghilangkan residu dengan lebih efisien

-

(AKSESORIS) SIKAT PEMBERSIH



KEGUNAAN PRODUK

Digunakan untuk membersihkan saluran endoskopi dan saluran uap

SPESIFIKASI

No. model	Panjang saat dipakai	Kepala Sikat 1	Kepala Sikat 2	Deskripsi
HM/CA-12-3030/20	1200	Φ 3x20 mm	Φ 3x20 mm	Sikat berkepala dua
HM/CA-13-3030/20	1300	Φ 3x20 mm	Φ 3x20 mm	
HM/CA-23-3030/20	2300	Φ 3x20 mm	Φ 3x20 mm	
HM/CA-18-5050/20	1800	Φ 5x20 mm	Φ 5x20 mm	
HM/CA-18-6060/20	1800	Φ 6x20 mm	Φ 6x20 mm	
HM/CA-23-5050/20	2300	Φ 5x20 mm	Φ 5x20 mm	
HM/CA-23-6060/20	2300	Φ 6x20 mm	Φ 6x20 mm	
HM/CA-36-6060/20	3600	Φ 6x20 mm	Φ 6x20 mm	
HM/CB-3050/4060-23-B	2300	Φ 3- Φ 5 mm	Φ 4- Φ 6 mm	Sikat kepala dua bentuk kerucut
HM/CB-VBL	2300	Φ 10x40 mm	Φ 5x20 mm	Sikat kepala dua terdapat handle
HM/CB-VB	/	Φ 5x20 mm	Φ 11x32 mm	Sikat pembersih uap



Didistribusikan oleh :

