

lymphlex® REDUCE

Two Layer Reusable Compression Therapy Kit



Terapi kompresi 2-lapis yang dapat dipakai ulang sehingga cocok untuk terapi jangka panjang

INDIKASI

Terapi kompresi untuk ulkus vena dan limfedema

REDUCE!

Kurangi Edema.
Kurangi Biaya.
Kurangi Limbah.



Komponen:

- Lymtube® Tubular Overlay (10 cm x 20 m)
- Lymphlex® AIR (8 cm x 2.5 m & 10 cm x 2.5 m)
- Cowrap® Lite (8 cm x 20 m)
- Lymphlex® (8 cm x 5 m & 10 cm x 5 m)
- Lymfix® Fixation Tape (2.5 cm x 5 m)
- Laundry Bag

AKL 10902024617

LAWAN EDEMA

Memberikan tekanan 30-40 mmHg pada pergelangan kaki

MENGAPA lymphlex® REDUCE

TAHAN LAMA
Dapat dipakai hingga 7 hari sebelum dicuci

NYAMAN
Komposisi 2-lapis yang lebih ringan dibandingkan terapi konvensional

RAMAH LINGKUNGAN
Stocking tubular menggunakan serat bambu yang nyaman

DAPAT DICUCI
Perban foam padding dan kompresi dapat dicuci ulang

PRAKTIS
Tersedia dalam 2 set untuk digunakan secara bergantian atau bersamaan pada kedua kaki

SEDERHANA
Mudah diaplikasikan dan dipantau

UNIT/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
1	4	Non-sterile	LOR100