

# Superabsorbent Dressing

**AKL 11603025310**

Balutan luka superabsorbent yang dirancang untuk menampung eksudat dalam jumlah yang besar, sekaligus melindungi pakaian dan linen.

## INDIKASI

- Luka eksudat tinggi (Ulkus vena, limfedema)
- Balutan sekunder

## KONTRAINDIKASI

- Luka dengan eksudat minimal
- Luka berongga

**STERILE EO**



- 1 Penyerapan Cepat Hingga ke Inti**  
Teknologi *ultrasonic bonding* memastikan eksudat terserap hingga ke inti balutan dan mencegah rembes dan maserasi
- 2 Melindungi Pakaian & Linen**  
Tahan air sehingga melindungi pakaian dan linen dari eksudat
- 3 Cost-effective**  
Pemakaian hingga 7 hari sehingga dapat menghemat biaya perawatan secara keseluruhan

UKURAN	PCS/BOX	KODE
10 x 10 cm	20	NWC040
15 x 15 cm	20	NWC041
15 x 20 cm	20	NWC042

UKURAN	PCS/BOX	KODE
20 x 20 cm	20	NWC043
20 x 30 cm	20	NWC044
20 x 45 cm	5	NWC045

